


- Los vasos pueden girar hasta 180°, lo que permite su uso en espacios reducidos
- El muelle helicoidal del interior de la articulación mantiene la posición deseada del vaso en todo momento

	Art.	M mm	M1 mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	P mm	P1 mm	g
000800006	80 6X7	7	6	170	10,8	9,8	5,5	5	87
000800008	80 8X9	9	8	176	13,2	12,1	6,7	6	90
000800009	80 8X10	10	8	179	14,6	12,1	7,5	6	92
000800010	80 10X11	11	10	182	15,8	14,6	8	7,5	98
000800012	80 12X13	13	12	228	18,4	17	9,5	9	220
000800014	80 14X15	15	14	232	20,9	19,7	10,5	10	218
000800015	80 13X17	17	13	231	23,4	18,4	12	9,5	220
000800016	80 16X17	17	16	234	23,4	22	12	11,5	228
000800018	80 18X19	19	18	285	26,3	24,9	14	13	434
000800020	80 20X22	22	20	289	29,9	27,4	16	15	443
000800024	80 24X27	27	24	405	36	32,4	19	17	920



Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

